

製品規格表 硫酸アンモニウム, 99.9995%

試験項目	単位	規格値
純度(滴定法)	%	99.5 以上
純度(差数法)	%	99.9995 以上
水溶状	—	試験適合
pH(50g/L、25°C)	—	4.8~6.0
塩化物(Cl)	ppm	5 以下
硝酸塩	—	試験適合
りん酸塩(PO ₄)	ppm	3 以下
リチウム(Li)	ppm	0.01 以下
ナトリウム(Na)	ppm	0.05 以下
カリウム(K)	ppm	0.1 以下
ルビジウム(Rb)	ppm	0.01 以下
セシウム(Cs)	ppm	0.01 以下
銅(Cu)	ppm	0.01 以下
銀(Ag)	ppm	0.01 以下
マグネシウム(Mg)	ppm	0.01 以下
カルシウム(Ca)	ppm	0.05 以下
ストロンチウム(Sr)	ppm	0.01 以下
バリウム(Ba)	ppm	0.02 以下
亜鉛(Zn)	ppm	0.02 以下
カドミウム(Cd)	ppm	0.02 以下
水銀(Hg)	ppm	0.02 以下
ほう素(B)	ppm	0.05 以下
アルミニウム(Al)	ppm	0.05 以下
ガリウム(Ga)	ppm	0.02 以下
インジウム(In)	ppm	0.01 以下
チタン(Ti)	ppm	0.05 以下
ジルコニウム(Zr)	ppm	0.01 以下
ゲルマニウム(Ge)	ppm	0.02 以下
すず(Sn)	ppm	0.01 以下
鉛(Pb)	ppm	0.02 以下
バナジウム(V)	ppm	0.05 以下
ヒ素(As)	ppm	0.01 以下
アンチモン(Sb)	ppm	0.01 以下
ビスマス(Bi)	ppm	0.02 以下
クロム(Cr)	ppm	0.05 以下
モリブデン(Mo)	ppm	0.02 以下
マンガン(Mn)	ppm	0.02 以下
鉄(Fe)	ppm	0.05 以下
コバルト(Co)	ppm	0.01 以下
ロジウム(Rh)	ppm	0.02 以下
ニッケル(Ni)	ppm	0.02 以下