

2023年9月吉日

お客様各位

関東化学株式会社
試薬事業本部
バイオケミカル部

シカジーニアス® 核酸精製キットシリーズの
製品仕様変更に伴う新製品追加のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より弊社製品の格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、弊社は原料や資材などの相次ぐ物価上昇により、従来のシカジーニアス® 核酸精製キットシリーズの製品仕様変更を行い、後継品となる新製品を発売いたします。この新製品は、従来までの既存製品と同等性能を有しております。本発売に伴い別紙の既存製品は在庫が無くなり次第、製造販売を終了させていただきますので、予めご了承ください。

ご愛顧頂いておりましたお客様には大変なご不便をお掛け致しますが、どうかご理解いただきますとともに、今後とも当社製品を御愛顧頂けますよう、どうぞよろしくお願い申し上げます。

敬具

1. 製造販売終了製品

別紙1 参照

※在庫が無くなり次第、製造販売を終了します。

2. 新製品(後継品)

別紙1 参照

※新製品は小包装サンプルをご用意しておりますので、ご希望の場合は弊社にお問合せ下さい。

3. 新製品(後継品)の仕様変更内容

キット構成試薬中のバッファーは、エタノールを後入れ仕様に変更いたします。

なお、エタノール添加後の最終的な溶液組成は既存品と同等であるため、使用方法や製品性能は同等であることを確認しております。また、取扱説明書を改訂し、二次元バーコードを読み込むことで、簡易プロトコルシートを参照できるようになりましたので、是非ご活用ください。

なお、新製品の初回ロットは、既存キットとの識別をするために黄色のパンチシールを目印として貼り付けられます。詳細については別紙2をご参照ください。

以上

別紙1：シカジーニース® 核酸精製キットシリーズ 製品仕様変更に伴う後継品と新製品のご案内

既存製品

製品名	製品番号	包装 (回分)	希望価格
シカジーニース® トータル DNA プレップキット(組織用)	08204-96	100	¥38,000
シカジーニース® トータル DNA プレップキット(組織用)	08204-97	250	¥78,000
シカジーニース® DNA プレップキット(植物用)	08202-96	100	¥42,000
シカジーニース® DNA プレップキット(糞使用)	08203-96	50	¥26,500
シカジーニース® PCR&ゲルプレップキット	08111-96	50	¥12,500
シカジーニース® PCR&ゲルプレップキット	08111-97	200	¥38,000
シカジーニース® DNA/RNA プレップキット(ウイルス用)	08215-96	50	¥30,500
シカジーニース® プラスミドプレップキット	08207-96	50	¥10,500
シカジーニース® プラスミドプレップキット	08207-97	200	¥37,000
シカジーニース® プラスミドプレップキット2	新規追加 ※1		
シカジーニース® プラスミドプレップキット2	新規追加 ※1		
シカジーニース® RNA プレップキット(組織用)	08057-96	50	¥33,500
シカジーニース® RNA プレップキット(組織用)2	新規追加 ※2		
シカジーニース® RNA プレップキット(植物用)	08058-96	50	¥39,000
シカジーニース® RNA プレップキット(植物用)DNase 同梱品	新規追加 ※3		
シカジーニース® DNA プレップキット(土壌用)	新規追加		
シカジーニース® RNA プレップキット(種子&果実用)	新規追加		

新製品(後継品)

製品番号	包装 (回分)	希望価格	在庫開始時期
08088-96	100	¥42,000	12月初旬
08088-97	250	¥82,000	12月初旬
08089-96	100	¥58,000	12月初旬
08090-96	50	¥33,000	12月初旬
08141-96	50	¥15,000	4月初旬
08141-97	200	¥45,000	4月初旬
08156-96	50	¥36,000	4月初旬
終売、後継品:08140-96			
終売、後継品:08140-97			
08140-96	50	¥13,000	2月初旬
08140-97	50	¥42,000	2月初旬
終売、後継品:08144-96			
08144-96	50	¥45,000	10月初旬
終売、後継品:08055-96			
08055-96	50	¥48,000	10月初旬
08142-96	50	¥68,000	4月初旬
08056-96	50	¥50,000	2月初旬



- ※1 従来品からのバージョンアップ品目。最短 10 分の迅速精製が可能なプロトコルをご用意しております。
- ※2 従来品からのバージョンアップ品目。DNase I 処理が標準プロトコルとなり、RNA 収量が上がりました。
- ※3 従来品では別売でありました DNase I が標準付属となります。

別紙 2 :シカジーニクス® 核酸精製キットシリーズ 製品仕様変更に伴う後継品と新製品のご案内

初回ロットに貼られる黄色のパンチシール（例）
写真の通り、箱の上面に貼り付けられます。

