

高圧ガス管理支援システム



だれでも、すばやく、確実に

G4

東北緑化環境保全株式会社

IXSO PROJECT

Group User

IASO G4 GAS MANAGER
MANAGEMENT SYSTEM FOR HIGH-PRESSURE GAS

MESSAGE INFO GIS SDS PRTR IHELP

ポンベ登録 ▼

新規登録

再充填登録

ポンベ情報変更

ポンベ返却

棚卸

空ポンベ

ガス名

ガス情報

充塲番・容量

ディーラー

容器所有 ☒ 借用 ☐ 買取

6ヶ月後

納品日

返却期限

耐圧検査日

保証期限

購入価格 (円)

保管場所

メーカー

純度 (%)

比重

化学式/混合比

Cas No.

シンボル

コメントⅠ

コメントⅡ

法規 ☒ 高圧ガス保安法
☒ 一般高圧ガス

PRTR

種類 管理番号 物質名 含有率

ガス検索 クリア 登録

薬品管理のデファクトスタンダードたる
IASOのノウハウを高圧ガス向けに最適化。
IASO G4なら屋外での入庫や返却も、
タブレットやスマートフォンで記録できます。
新たなUIと棚卸機能を搭載し、
これまで以上に確かな高圧ガス管理と
安全な作業環境づくりを実現します。

登録機能 | GAS MANAGER

Function

ポンベ登録 (新規)

ポンベ登録 (再充填)

ポンベ情報変更

ポンベ返却

棚卸

空ポンベ

Option

ICログイン

集計機能 | DATA MANAGER

Function

在庫リスト

納品リスト

返却リスト

返却予定リスト

空ポンベリスト

棚卸リスト

ポンベ履歴リスト

PRTRリスト

貯蔵量リスト

容器管理台帳

保証期限リスト

管理機能 | MAINTENANCE MANAGER

Function

メッセージ

事業所・建物マスタ

保管場所マスタ

管理区域マスタ

グループマスタ

ユーザーマスタ

ガスマスタ

法規マスタ

シンボルマスタ

メーカーマスタ

ディーラーマスタ

ポンベ情報変更

マスタ申請

システムメンテナンス

標準ガス名	ガス名	保管場所名	状態
BND-P10-1001	メタン+アルゴン	REI事業所/DEMO建屋/D-1	✓使用中
BND-P10-1002	メタン+アルゴン	REI事業所/DEMO建屋/D-1	✓使用中
DEM00000000	保管場所変更ガス	REI事業所/DEMO建屋/D-1	使用中
H2-47L-3321	水素	REI事業所/DEMO建屋/D-1	使用中
H2-47L-3322	水素	REI事業所/DEMO建屋/D-1	使用中
H2-47L-3323	水素	REI事業所/DEMO建屋/D-1	使用中
N2-50K-8849	窒素+酸素混合ガス	REI事業所/DEMO建屋/D-1	使用中
CO2-30K-2001	二酸化炭素 (酸素25%以下)	REI事業所/DEMO建屋/D-1	使用中
LSC-AR-0519	液体アルゴン	REI事業所/DEMO建屋/D-1	使用中
LSC-N2-0801	液体窒素 (工業用)	REI事業所/DEMO建屋/D-1	使用中

New! 棚卸機能

対象保管場所を選択し、データ上のポンベ在庫情報に対する
実際の状態 (使用中/空ポンベ/返却済み) を記録できます。

お見積り・導入のご相談は販売代理店へ

Cica 関東化学株式会社 試薬事業本部

TEL.03-6214-1094 E-mail. instru-info@kanto.co.jp

無料デモのお申し込みは

<https://www.iaso.info>