


マニホールドとファンネルの接続例

B・D・E・F

マイクロチェックII ビバレッジモニター
 マイクロファンネル フィルターファンネル
 マイクロファンネル プラス フィルターファンネル
 マイクロファンネル ST フィルターファンネル




C

マグネチック
フィルターファンネル

C

マグネチック
フィルターファンネル
センターノポンプ用



バキュームド
ベントデバイス
97011-35

真空ポンプ
97301-04
97301-05

マニホールド用カップリングデバイス
(マニホールド連結パーツ)
97011-32

8.4~9.5mmの段付きホース口

チューブ
ろ過フラスコ