フロンから ノンフロンへ

買い替えキャンペーン！

対象機器が
15%OFF–20%OFF

開催期間
2027▶1.29㈬

冷媒漏えいによる地球温暖化ゼロを目指して!

冷媒ガス漏れ
10年保証

業界初※
冷媒漏えいによる修理費を
10年間全額保証いたします

※2025年6月当社調べ

薬用保冷庫・冷凍庫 MediFridge シリーズ Vital シリーズ は フロン排出抑制法対象外です

ノンフロンモデルで解決

「フロン使用の冷蔵庫」は、冷凍機簡易点検の対象となる為、３ヶ月以上の点検義務があります。
フロン使用の冷蔵庫ごとに記録、保管が必要です。

フロン排出抑制法の義務に違反した管理者は、罰則が科されます。
例）使用、廃棄時の義務違反は、行政処分・50万円以下の罰金

フロン破壊・再生の確認、フロン類廃棄に係る費用負担が義務付られています。

機器廃棄時は、フロン回収を依頼する書面、交付された引取証明書を3年間保存することが義務付けられています。

GALILEI
Be cool, Be alive.



FMS-506GX　FMF-305FX　FMD-D350ESH

MediFridge シリーズ　Vital シリーズ

MediFridge シリーズ

運転モード切替機能

EC(Eco Control)モード



温度範囲が2 ～ 25℃と広範囲の設定が可能。
要冷薬品のみならず、常温薬品の保管もできます。1℃単位で表示

HC(High Control)モード



1～7℃を0.1℃単位で表示

設定温度 3℃、4℃、5℃の選択が可能です。

- 温度分布 (設定±1℃以内)
- 温度変動幅を小さくし、より安定した庫内温度を実現。

厳密な温度管理が必要な医薬品保管に最適です。

収容物の取り出しが容易



スライド扉は片方ずつしか
開きません。



片側開きも、両側開きも可能。
収容物の取り出しが容易になります。

メディカルフリーザー専用仕様

■バスケット標準装備(FMFシリーズ)

一つのバスケットに、
マイクロプレート10枚1セットを
12セット収納可能(バスケット14個で
マイクロプレート計1,680枚収納可能)

FMF-305FXは7個付
FMF-501FD-FMF-505F-DXは12個付


庫内バスケット外形寸法(内形寸法)



結露の少ない安定した保冷環境

スイング型扉

- 扉ガラス周りにウレタン発泡材入りで、熱ロスを低減します。
- 庫内収容物を確認できるガラス面積も確保しています。
- 結露の発生しやすいガラス周囲にヒーターを通電、表面温度上昇と結露を極力抑




Vitalシリーズ

デュアル冷却方式 (FMD-W330ESHは除く)

独立した冷凍サイクルを2系統搭載することで、片側の冷凍サイクルが故障した際の温度上昇リスクを低減させ、貴重なサンプル保管に対する信頼性・安全性を高めた商品です。

■デュアル冷却システム(イメージ)



★本キャンペーン価格は、一年以内に対象機器及び従来機のお見積りをされていない方限定(弊社以外への見積り含む)。本体キャンペーン価格以外に搬入費、オプションなどは別途お見積り。

	型番	有効内容積	外形寸法 ※( )内 突起物含む最大寸法	棚網枚数	質量	標準価格(税抜)	*キャンペーン価格(税抜)
MediFridge シリーズ 薬用保冷庫	FMS-306GUX	冷蔵300L	W800×D450(548)×H1,870mm	10枚	100kg	395,000円	315,000円
	FMS-506GX	冷蔵500L	W800×D650(748)×H1,870mm	10枚	112kg	655,000円	524,000円
薬用冷凍冷蔵庫	FMS-F155GSX	冷蔵室 173L 冷凍室 62L	W500×D600(698)×H1,870mm	冷蔵室 3枚 冷凍室 1枚	95kg	408,000円	327,000円
	FMS-F306GX	冷蔵室 315L 冷凍室 113L	W800×D600(698)×H1,870mm	冷蔵室 6枚 冷凍室 2枚	132kg	521,000円	417,000円
	FMS-F406GX	冷蔵室 432L 冷凍室 176L	W900×D750(848)×H1,870mm	冷蔵室 6枚 冷凍室 4枚	145kg	768,000円	615,000円
MediFridge シリーズ メディカルフリーザー	FMF-305FX	冷凍300L	W500×D729(777)×H1,795mm	バスケット7個	102kg	363,000円	291,000円
	FMF-505FX	冷凍548L	W820×D729(777)×H1,795mm	バスケット14個	134kg	493,000円	395,000円
	FMF-505FDX	冷凍516L	W820×D729(792)×H1,795mm	バスケット12個	153kg	583,000円	467,000円
Vitalシリーズ 超低温フリーザー	FMD-D350ESH	冷凍350L	W670(741)×D875(980)×H1,850mm	3枚	250kg	1,997,000円	1,698,000円
	FMD-D520ETH	冷凍519L	W770(841)×D875(980)×H1,990mm	3枚	290kg	2,481,000円	2,109,000円
	FMD-W330ESH	冷凍330L	W750(845)×D867(969)×H1,850mm	3枚	258kg	1,428,000円	1,214,000円

関東化学株式会社
試薬事業本部　試薬部
〒103-0022　東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号
(03)6214-1094
HOME PAGE:https://www.kanto.co.jp

(202610)